

¡¡OFERTA!!

MINISTAR

MINISTAR "KMO" REF.: 3130/1

Potencia: 230v /115v, 850w Presión de trabajo: 0.5-3bar

Precio de venta: **870€ + IVA**

Una manejable máquina de termomoldeo pensada para todo tipo de aplicaciones, tanto en laboratorio como en clínica.

Sistema de calentador controlado térmicamente, la temperatura de trabajo se alcanza rápidamente. Los tiempos de calentamiento y enfriamiento se pueden programar y vienen indicados en una pantalla . Señales visuales y acústicas adicionales, garantizan un óptimo resultado.



Un precio excepcional con un año de garantía (consumiendo nuestras planchas).

Pd. la imagen puede no corresponder con el modelo, según existencias

Las ofertas no admiten devolución.