

Especificaciones

Aplicaciones

Material transparente

125 /120mm diámetro.

Redonda ●

Cuadrado □

Grosor (milímetros)	Grosor (pulgadas)	Referencia	#planchas/pack	Retainers	Retención Invisible	Protector deportivo Posicionador	Cementado Indirecto	Férulas Avance mand.	Blanqueamiento	Duplicar modelos	Férula Blanda	Provisionales	Cubeta de Impresión
---------------------	-------------------	------------	----------------	-----------	---------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------------

RETAINER A



Exclusivo en ORTOTEAM

Planchas duroelásticas de grosor uniforme y consistencia de alta calidad.


Transparente-Redondo

.5 mm	.020	TE 1013	100	●	●								
.75 mm	.030	TE1201	100	●	●								
1 mm	.040	TE1204	100	●	●								
1.5 mm	.060	TE1207	100	●				●					
2 mm	.080	TE1210	100	●				●					
3 mm	.120	TE1213	100	●		●		●					
4 mm	.160	TE1301	100	●				●					

Transparente-Cuadrado

.5 mm	.020	TE1014	100		□								
.75 mm	.030	TE1202	100		□								
1 mm	.040	TE1205	100		□								
1.5 mm	.060	TE1208	100					□					
2 mm	.080	TE1211	100	□				□					
3 mm	.120	TE1214	100	□				□					
4 mm	.160	TE1303	100	□				□					

SUPER RETAINER



Exclusivo en ORTOTEAM

Pre-secado: Policarbonato Alta resistencia Se une al acrílico

No Pre-secado:

Transparente-Redondo

1mm	.040	TE1290-PRE	10	●	□								
2mm	.080	TE1293-PRE	10	●	□								
3mm	.120	TE1294-PRE	10	●	□								
1mm	.040	TE1290	10	●	□								
2mm	.080	TE1293	10	●	□								
3mm	.120	TE1294	10	●	□								

RETAINER C

Planchas elásticas. Grosor uniforme, composición de alta calidad



PARA BRUXISTAS:

Transparente/ Redondo-Cuadrado

1 mm	.040	TE1180	100	●	□			●	□				
------	------	--------	-----	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--

DUOLAMINA \* (Duro/Blando)



Irrompibles y resistentes a la abrasión. Compuestas por dos caras, la dura se combina con resina. No necesita acondicionador.


Disponible en color azul y verde

Pre-secado

Transparente/Redondo

1.3 mm	.050	TE1277/1E TE1277/120E	20					●	□				
2.0 mm	.080	TE1278/1E TE1278/120E	10					●	□				
3.0 mm	.120	TE1279/1E TE1279/120E	10					●	□				
4.0 mm	.160	TE1280/1E TE1280/120E	10					●	□				

RETAINER "A" PLUS



Planchas duroelásticas transparentes. Mayor durabilidad Se unen al acrílico.

No necesitan presecado.

Transparente/Redondo

1,0 mm	.040	TE1257	20	●	□	●	□			●	□		
1,5 mm	.060	TE1260	10	●	□	●	□			●	□		
2,0 mm	.080	TE1263	10	●	□	●	□			●	□		
3,0 mm	.120	TE1266	10	●	□	●	□			●	□		

Nota: Las imágenes impresas pueden variar. Los colores de los materiales solo se deben usar como una referencia.

Material cuadrado se ajusta en las máquina de vacío.

PEDIDO ONLINE

WWW.ORTOTEAM.COM

## Especificaciones

## Aplicaciones

### Material transparente

125 /120mm diametro

Redonda ●

Cuadrada □

Gresor (milímetros)	Gresor (pulgadas)	Referencia	# planchas/pack	Retainers	Retención Invisible	Protector deportivo Posicionador	Cementado Indirecto	Férulas Avance Mand	Blanqueamiento	Duplicar modelos	Férula Blanda	Provisionales	Cubeta de Impresión
---------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------	---------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------------

### LAMINA SEPARADORA SLIM



**Exclusivo de Ortoteam**

Láminas aislantes para modelos de yeso/acrílico. Uso en la técnica de termomoldeado a presión.

#### Transparente redonda

0.1 mm	.0040	TE1052	100		●			●					
0.1 mm	.0040	TE1052/120	100		●			●					

#### Transparente-Cuadrada

0.1 mm	.0040	TE1052CD	100		□			□					
--------	-------	----------	-----	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

### BIOFLEX



Material elástico y transparente. No se une al acrílico. Uniforme de alta calidad y rápida fabricación.

#### Transparente- Redonda

1.5 mm	.060	TE1239	100			●	●		●				
2 mm	.080	TE1222	100			●	●		●	●	●		
3 mm	.120	TE1225	100			●			●		●	●	
4 mm	.160	TE1228	100			●			●		●	●	

### SEPARADOR DE BIOFLEX



Líquido separador para modelos de yeso en la confección de planchas Bioflex con la técnica a presión. Da total transparencia a las férulas y superficie interna lisa.

100 ml		TE1109/1				●	●				●	●	
--------	--	----------	--	--	--	---	---	--	--	--	---	---	--

### COPYLEN

Altamente resistente. No se une al acrílico. Férulas blanqueamiento, fluorización, cementado indirecto



#### Transparente-Redondo

.5 mm	.020	TE1240-E	100				●		●			●	
1 mm	.040	TE1243-E	100				●		●			●	
1.5 mm	.060	TE1246-E	100				●		●			●	

#### Transparente-Cuadrado

.5 mm	.020	TE1241-E	100				□		□			□	
1 mm	.040	TE1244-E	100				●		□			□	
1.5 mm	.060	TE1247-E	100				□		□			□	

### ALINEADOR ESTETICO ®

Altamente resistente. No se une al acrílico. Para pequeños movimientos dentales.



#### Transparente-Redondo

.5 mm	.020	TE1193E	100		●								
0.625mm	.024	TE1194E	100		●								
0.75 mm	.029	TE1195E	100		●								

#### Transparente-Cuadrado

.5 mm	.020	TE1185E	100		□								
0.625mm	.024	TE1186-E	100		□								
0.75	.029	TE1187-E	100		□								



# BIOFLEX COLOR PARA PROTECTORES DEPORTIVOS

125 mm

Redonda ●  
Cuadrada □

**Especificaciones Aplicaciones**

Grosor (Milímetros)	Grosor (pulgadas)	Referencia	#planchas
---------------------	-------------------	------------	-----------

**Especificaciones Aplicaciones**

Grosor (Milímetros)	Grosor (pulgadas)	Referencia	#planchas
---------------------	-------------------	------------	-----------

**Purp**



5 mm	.2	TE1072	10
5 mm	.2	TE1072/120	10
5 mm	.2	TE1072/CD	10

**Azul**




5 mm	.2	TE1075	10
5 mm	.2	TE1075/120	10
5 mm	.2	TE1075/CD	10

**Vert**




5 mm	.2	TE1081	10
5 mm	.2	TE1081/120	10
5 mm	.2	TE1081/CD	10

**Amarilla**



5 mm	.2	TE1077	10
5 mm	.2	TE1077/120	10
5 mm	.2	TE1077/CD	10

**Red**




5 mm	.2	TE1076	10
5 mm	.2	TE1076/120	10
5 mm	.2	TE1076/CD	10

**Negro**




5 mm	.2	TE1079	10
5 mm	.2	TE1079/120	10
5 mm	.2	TE1079/CD	10

**Naranja**




5 mm	.2	TE1073	10
5 mm	.2	TE1073/120	10
5 mm	.2	TE1073/CD	10

**Blanco**



5 mm	.2	TE1078	10
5 mm	.2	TE1078/120	10
5 mm	.2	TE1078/CD	10

**Surtido**



5 mm	.2	TE1414E	10
5 mm	.2	TE1415E	10
5 mm	.2	TE1416E	10

Surtido: 2 rojos, 2 azules y 1 de cada color



**Separador de Bioflex®**

Líquido separador para modelos de yeso en la confección de planchas Bioflex, con la técnica a presión. Da total transparencia a las férulas y superficie interna lisa.

Ref. TE FFEJDF FEEA |



**Alinea Bond**

Bonding líquido  
Ref. TE1009/2 10ml  
Ref. TE1009/3 100ml



**Resina Aliviado Block Out**

Para alivado de zonas retentivas. El kit incluye 4x1.6 en jeringa con puntas aplicadoras.

Ref. OR1092



**Ortoteam Block-Out SILICONA/MASILLA**

Para alivado de grandes zonas retentivas. Silicona Blanca, Ref. TE1235  
Masilla Gris, Ref. TE1236



**Kit de fresas**

VÖFFGWDF



**RETAINER BRITE**

Para limpieza de prótesis y aparatos de ortodoncia,

Ref. TE1409/1 1 mes  
TE1409/2 3 meses

Especificaciones

Aplicaciones

125 /120mm diametro

Redondo=●

Grosor (milímetros)	Grosor (pulgadas)	Referencia	#planchas	Retainers	Retención Invisible	Proteccion deportivo Focionador	Cementado Indirecto	Férulas	Blanqueamiento	Copilar modelos	Férula Blanda	Provisionales	Cubeta de Impresión
---------------------	-------------------	------------	-----------	-----------	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------	----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------------

**DURACRYL**



**Exclusivo de Ortoteam.**  
Planchas acrílicas muy resistentes. Se utilizan en combinación con Duracryl resina.

**Disponibles grosores**  
2 y 3mm: Amarillo,  
Rojo y Azul

Transparente 2mm / Rosa 4mm													
2 mm	.080	TE 1248	10	●				●					
2 mm	.080	TE 1249	10	●				●					
4 mm	.160	TE 1250/11	10	●				●					
4 mm	.160	TE 1250/1	10	●				●					

Disponibles en 2 y 3mm - colores: Amarillo, Rojo y Azul

**Resina Duracryl**

Resina rápida para la técnica Bioform, para unir ganchos, tornillos..con planchas Duracryl.  
Polímero/Monómero  
TE1053/2- M 500 ml  
TE1053/2- P 1 kg

**CUBELON HEAVY**



**Exclusivo de Ortoteam.**  
Para usar con las espumas espaciadoras y elaborar cubetas individuales.

Blanco -Redondo													
2 mm	.80	TE 1270	10										●
3mm	.120	TE 1274	10										●

**DISCOS DE ESPUMA**



Espumas espaciadoras para cubeta individual.

**ASAS PARA CUBETAS**



Ideal para la fabricación de cubetas individuales.

Tranparente -Cuadrado													
2 mm	.080	TE 1126	10										●
		TE 1125/1	10										●
		TE 1125/2	100										●

**CUBETA ROSA**



**Exclusivo de Ortoteam**  
Plancha base

Rosa-Redondo													
3 mm	.120	TE 1276	10										●

**LAMINA PRESENTACION**



Incluye:100 plásticos + 100 cartones

Transparente													
0.1 mm	.0039	TE 1114	100										

Lámina transparente protectora para modelos de presentación

**PROVISIONALES-COPYLEN**



**Exclusivo de Ortoteam**

Para crear reconstrucciones, attaches, provisionales, encerado diagnóstico.

Transparente-Redondo													
.5 mm	.020	TE 1239	100										●
Transparente-Cuadrado													
.5 mm	.020	TE 1240	100										□

•Las imágenes impresas pueden variar los colores de los materiales, solo se deben usar como una referencia.

Material cuadrado se adaptan en las maquinas de vacío.